



Ortezy stawu kolanowego

EMO RD570 ORTEZA Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Cechy produktu:

- podparcie rzepki po przez rozcięcie w części udowej rękawa,
- metalowe szyny boczne,
- regulacja kąta zgięcia i wyprostu ,
- podwójne taśmy velcro pozwalają na dobre dopasowanie ortezy,
- delikatny materiał w strefie podkolanowej.

Wskazania:

- stabilizacja po zabiegu więzadeł krzyżowych i pobocznych stawu kolanowego,
- niestabilność stawu kolanowego,
- wspomagająco w procesie rehabilitacji.

Rozmiar:

- dobieramy mierząc obwód w kolanie przez środek rzepki.

Ortezy stawu kolanowego – J.038.00

EMO RD575 ORTEZA Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA MODEL OTWARTY

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Cechy produktu:

- podparcie rzepki po przez rozcięcie w części udowej rękawa,
- metalowe szyny boczne,
- regulacja kąta zgięcia i wyprostu ,
- podwójne taśmy velcro pozwalają na dobre dopasowanie ortezy,
- delikatny materiał w strefie podkolanowej,
- model całkowicie otwierany.

Wskazania:

- stabilizacja po zabiegu więzadeł krzyżowych i pobocznych stawu kolanowego,
- niestabilność stawu kolanowego,
- wspomagająco w procesie rehabilitacji.

Rozmiar:

- dobieramy mierząc obwód w kolanie przez środek rzepki.

Ortezy stawu kolanowego – J.038.00

Orteza stawu kolanowego medi protect.St II

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Orteza jest łatwa w zakładaniu dzięki swojej otwartej konstrukcji z zapięciem na rzepy z przodu jak i siateczkowym materiałem w dole podkolanowym.

Materiał D-Tex II ułatwia odprowadzanie wilgoci na zewnątrz.

Cechy produktu:

- stabilizacja stawu kolanowego za pomocą bocznych szyn,
- policentryczne zawiasy zapobiegające przeprostowi lub nadmiernemu zgięciu kolana:
 - Wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Zgięcie: 0°, 60°, 75°, 90°

Wskazania:

- lekka i średnia niestabilność stawu kolanowego,
- uszkodzenia łąkotki,
- urazowe lub zwyrodnieniowe zmiany stawu kolanowego.

ERH 35/K Orteza stawu kolanowego krótka

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Cechy produktu:

- stabilizuje bocznie staw kolanowy oraz odciąża staw rzepkowo - udowy poprzez system, szyn bocznych jak i dodatkowej pelocie,
- umożliwia unieruchomienie stawu w dowolnej pozycji lub ograniczenie jego zakresu ruchu,
- otwarty dół podkolanowy zwiększa komfort stosowania oraz odpowiednią wentylację.
- taśmy dociągowe umożliwiają indywidualne dopasowanie oraz właściwy stopień stabilizacji stawu.

Wskazania:

- zwichnięcia i urazy rzepki,
- niestabilność stawu w następstwie zmian zwyrodnieniowych,
- po zabiegach rekonstrukcyjnych i artroskopowych w obrębie stawu kolanowego,
- naciągnięcia i naderwania w obrębie aparatu więzadłowego ,
- RZS.

Stabilizator stawu kolanowego z szynami dwuosiowymi z regulacją kąta zgięcia Air-FleX K23

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Cechy produktu:

- odciąża i stabilizuje staw kolanowy,
- wykonany z termoaktywnego materiału zapewniającego wentylację,
- zapewnia komfort termiczny i właściwe odprowadzenie wilgoci ,
- posiada wzmocnienia boczne - dwuosiowe szyny z regulacją kąta zgięcia i wyprostu – chroni przed przeprostem oraz stabilizuje rzepkę.

Wskazania:

- Przyśrodkowe i boczne niestabilności kolana,
- urazy więzadeł krzyżowych (przedniego: ACL lub tylnego: PCL).

EMO RD570 ORTEZA Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Cechy produktu:

- podparcie rzepki po przez rozcięcie w części udowej rękawa,
- metalowe szyny boczne,
- regulacja kąta zgięcia i wyprostu ,
- podwójne taśmy velcro pozwalają na dobre dopasowanie ortezy,
- delikatny materiał w strefie podkolanowej.

Wskazania:

- stabilizacja po zabiegu więzadeł krzyżowych i pobocznych stawu kolanowego,
- niestabilność stawu kolanowego,
- wspomagająco w procesie rehabilitacji.

Rozmiar:

- dobieramy mierząc obwód w kolanie przez środek rzepki.

EMO RD575 ORTEZA Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA MODEL OTWARTY

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Cechy produktu:

- podparcie rzepki po przez rozcięcie w części udowej rękawa,
- metalowe szyny boczne,
- regulacja kąta zgięcia i wyprostu ,
- podwójne taśmy velcro pozwalają na dobre dopasowanie ortezy,
- delikatny materiał w strefie podkolanowej,
- model całkowicie otwierany.

Wskazania:

- stabilizacja po zabiegu więzadeł krzyżowych i pobocznych stawu kolanowego,
- niestabilność stawu kolanowego,
- wspomagająco w procesie rehabilitacji.

Rozmiar:

- dobieramy mierząc obwód w kolanie przez środek rzepki.

Orteza stawu kolanowego medi protect.St II

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Orteza jest łatwa w zakładaniu dzięki swojej otwartej konstrukcji z zapięciem na rzepy z przodu jak i siateczkowym materiałem w dole podkolanowym.

Materiał D-Tex II ułatwia odprowadzanie wilgoci na zewnątrz.

Cechy produktu:

- stabilizacja stawu kolanowego za pomocą bocznych szyn,
- policentryczne zawiasy zapobiegające przeprostowi lub nadmiernemu zgięciu kolana:
 - Wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
 - Zgięcie: 0°, 60°, 75°, 90°

Wskazania:

- lekka i średnia niestabilność stawu kolanowego,
- uszkodzenia łąkotki,
- urazowe lub zwyrodnieniowe zmiany stawu kolanowego.

ERH 43 Aparat modułowy otwarty

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Cech produktu:

- stabilizuje i odciąża staw kolanowy,
- zapewnia unieruchomienie lub ograniczenie zakresu ruchu zgięcia i wyprostu.

Wskazania:

- pourazowe oraz pozabiegowe unieruchomienie stawu kolanowego przebiegające z ograniczeniem ruchu i stopniowym jego zwiększaniem,
- stan po złamaniach,
- niestabilność w następstwie urazu aparatu więzadłowego,
- po rekonstrukcjach w obrębie stawu,
- urazy i uszkodzenia łąkotek,
- niestabilność stawu na skutek schorzeń neurologicznych.

ERH 43/1 Aparat modułowy otwarty z kapą

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Cechy produktu:

- stabilizuje i odciąża staw kolany,
- zapewnia unieruchomienie lub ograniczenie zakresu ruchu zgięcia i wyprostu.
- posiada regulowane pasy zaciskowe dzięki którym, możliwe jest anatomiczne dopasowanie oraz regulacja poziomu stabilizacji,
- kapa stawu kolanego dodatkowo stabilizuje staw w wyproście jak i ułatwia pionizację.

Wskazania:

- pourazowe oraz pozabiegowe unieruchomienie stawu kolanego przebiegające z ograniczeniem ruchu i stopniowym jego zwiększaniem,
- stan po złamaniach,
- niestabilność w następstwie urazu aparatu więzadłowego,
- po rekonstrukcjach w obrębie stawu,
- urazy i uszkodzenia łąkotek,
- niestabilność stawu na skutek schorzeń neurologicznych.

EMO RD2500 ORTEZA KOLANA OTWARTA Z REGULACJĄ

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Cechy produktu:

- orteza kolana otwarta,
- regulowana na długość,
- posiada system szyn bocznych,
- możliwa regulacja kąta zgięcia i wyprostu.
- opaski udowe i podudziowe zapinane na velcro.

Wskazania:

- uszkodzenia aparatu więzadłowego stawu kolanowego,
- rehabilitacja pooperacyjna i pourazowa,
- brak pełnej kontroli ruchu,
- stan po plastyce więzadeł.

Rozmiar uniwersalny

Ortezy stawu kolanowego – J.039.00

MEDI - PROTECT.CO II ORTEZA STAWU KOLANOWEGO

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Wskazania:

- leczenie zachowawcze urazów więzadeł pobocznych
- lekka niestabilność więzadeł krzyżowych
- urazy łąkotki
- przewlekła niestabilność
- deformacje urazowe lub zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Cechy produktu:

- zapobiega przeprostowi i ogranicza zakresu ruchu dzięki regulowanym zawiasom policentrycznym,

Wyprost w zakresie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45° 60°, 75°, 90°

unieruchomienie w zakresie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

- stabilizuje pobocznie staw kolanowy dzięki długim stalkom bocznym,
- miękka o działaniu uciskowym i stymulującym czucie głębokie.

Orteza pooperacyjna kolana medi protect.ROM telescopic

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Uniwersalna orteza z teleskopową regulacją długości w zakresie 42 - 52 cm.

Cechy produktu:

- boczna stabilizacja stawu kolanowego – plastikzne metalowe szyny boczne,
- unieruchomienie pooperacyjne
zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
wyprost : 0°, 10°, 20°, 30°
unieruchomienie przy zakresie: 0°, 10°, 20°, 30°
- kontrolowane uruchomienie,
- opatentowany zawias “QuickSet“
- materiał przyjazny skórze, który może być dostosowany do potrzeb pacjenta poprzez zastosowanie rozcięć.

Wskazania:

- unieruchomienie pooperacyjne,
- unieruchomienie po urazach kolana,
- zabezpieczenie po zabiegu operacyjnym kolana.

Ortezy stawu kolanowego – J.039.00

ERH 52 Aparat na goleń i udo

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Cechy produktu:

- stabilizacja poprzez system pasów, płynnie reguluje i dopasowuje się do stawu,
- kompletna stabilizacja rzepki dzięki zamkniętej wersji ortez, dodatkowo ją odciąża i zapobiega przemieszczaniu się jej i nawykowym zwichnięciom,
- stabilizacja w postaci bocznych szyn zapewnia bezpieczeństwo podczas poruszania się.

Wskazania:

- Zwichnięcia i urazy rzepki ,
- Niestabilność stawu w następstwie zmian zwyrodnieniowych ,
- Urazy i uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego (ACL),
- Urazy i uszkodzenia więzadeł pobocznych (MCL, LCL),
- Stan po zabiegach rekonstrukcyjnych w obrębie stawu,
- Urazy i uszkodzenia łąkotek.

Uniwersalność stosowania ortozy na lewą i prawą kończynę osiągnąta poprzez odpowiednie zamontowanie szyn:

Szynę prostą od strony zewnętrznej stawu, szynę profilowaną od strony wewnętrznej.

EMO RD2500 ORTEZA KOLANA OTWARTA Z REGULACJĄ

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Cechy produktu:

- orteza kolana otwarta,
- regulowana na długość,
- posiada system szyn bocznych,
- możliwa regulacja kąta zgięcia i wyprostu.
- opaski udowe i podudziowe zapinane na velcro.

Wskazania:

- uszkodzenia aparatu więzadłowego stawu kolanowego,
- rehabilitacja pooperacyjna i pourazowa,
- brak pełnej kontroli ruchu,
- stan po plastyce więzadeł.

Rozmiar uniwersalny

Orteza pooperacyjna stawu kolanowego medi protect.ROM cool

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



- **Wskazania:**
- unieruchomienie po zabiegach i operacjach stawu kolanowego,
- unieruchomienie po urazach kolana i do późniejszego uruchomienia.

- **Cechy produktu:**
- długość 63 cm
- boczna stabilizacja stawu kolanowego,
- unieruchomienie pooperacyjne,
- kontrolowane uruchomienie.

Ortezy stawu kolanowego – J.039.01

Orteza stawu kolanowego i rzepki medi PT control

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



medi PT control	
rozmiar	obwód cm
XS	31 – 37
S	37 – 45
M	45 – 51
L	51 – 57
XL	57 – 65
XXL	65 – 74

Cechy produktu:

- policentryczny zawias physioglide,
- orteza wykonana z elastycznego, oddychającego materiału medi Airtex,
- możliwość ograniczenia ruchów stawie: *wyprost do : 0°, 10°, 20°, 30°, 45°*
zgięcie do: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
unieruchomienie pod kątem 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- korekcja ruchu rzepki dzięki indywidualnie dopasowywanej prowadnicy i poduszce powietrznej.

Wskazania:

- schorzenia rzepki: zwichnięcie rzepki, konflikt rzepkowo – udowy, chondropatia rzepki, artroza rzepki.
- pooperacyjne i pourazowe stany zapalne,
- po operacjach bocznego uwolnienia w celu ograniczenia prostowania i zginania z jednoczesną stabilizacją rzepki,
- niestabilność stawu kolanowego.

Medi ROM kidz uniwersalna orteza kolana z zegarem dla dzieci

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Stabilizator kolana dla dzieci z ograniczeniem możliwości zginania / prostowania.

Wskazania:

- unieruchomienie pooperacyjne stawu kolanowego,
- unieruchomienie po urazach stawu kolanowego,
- bezpieczna stabilizacja kolana w nagłych sytuacjach (kontuzji).

EMO HIP900 HIP CONTROL STABILIZATOR STAWU BIODROWEGO



Cechy produktu:

- Orteza dwustronna.
- regulacja przywodzenia i dowodzenia stawu biodrowego: od -5° do $+25^{\circ}$,
- możliwością zablokowania lub ograniczenia zginania i prostowania – przegub INFINITY
- wygoda dzięki miękkiej wyściółce i systemowi taśm- zapewnia wysoką stabilność.

Wskazania:

- stabilizacja po operacjach wszczepienia lub rekonstrukcji endoprotezy stawu biodrowego,
- wszczepienie główki kości udowej,
- operacje korekcyjne z zastosowaniem osteotomii,
- przy zapobieganiu zwichnięć i dysplazji stawu biodrowego lub jako kontrola terapii funkcjonalnej.

Rozmiar dobieramy mierząc obwód pasa i obwód uda.

ERH 66/1 Aparat unieruchamiająco-odwodzacy staw biodrowy - Motylek

GALERIA MEDYCZNA 85-224 BYDGOSZCZ
TEL. 52 345 92 01



Wskazania:

- Brak lub niepełna stabilizacja stawu biodrowo-udowego w przebiegu chorób takich jak: mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponoworzeniowa.

Cechy produktu:

- stabilizuje miednicę i zapobiegają krzyżowaniu kończyn podczas chodu,
- stabilizuje lub unieruchamia kończyny dolne w dowolnym kącie zgięcia lub odwiedzenia,
- aparat posiada możliwość pracy statycznej lub dynamicznej:

statycznie: unieruchamia staw biodrowy w dowolnym kącie odwiedzenia, zgięcia i wyprostu stawu biodrowego
dynamicznie: stabilizuje miednicę i staw biodrowy, zapobiega rotacji wewnętrznej oraz przywodzeniu / krzyżowaniu kończyn podczas chodu.

Wspomaga ruch naprzemienny kończyn, z uwzględnieniem ruchu miednicy w płaszczyźnie czołowej.

