
Ortezy na staw skokowy

J.036.00

ul. Świętej Trójcy 11/23 85-224 Bydgoszcz
tel. 52 345 92 01

 **Galeria**
Medyczna

Stabilizator stawu skokowego Zamst A2-DX



Stabilizator Zamst daje duży komfort i ulgę w schorzeniach podczas uprawiania sportu.

Cechy produktu:

- zapewnia bardzo dobrą stabilizację w obu kierunkach,
- posiada wewnętrzne i zewnętrzne paski antypoślizgowe,
- krzyżujące się taśmy przednie zapewniają stabilizację przednią - efekt tapingu.

Zastosowanie:

- skrećenia stawu skokowego,
- nawykowe skrećenia stawu skokowego,
- profilaktyka urazów.

Stabilizator na kostkę Actimove® TaloCast-AirGel BSN Medical



Talocast Airgel orteza stawu skokowego wyposażona w wyściółkę żelowo – powietrzną.

Cechy produktu:

- zapewniająca wysoką stabilizację,
- masaż,
- równomierna kompresję,
- dopasowuje się do zmieniających stanów anatomicznych kostki.

Wypełnienie żelowe pozwala na stosowanie terapii zimnem w celu uśmierzaniu bólu przy obrzękach.

Wskazania:

- skręcenie stawu skokowego,
- stany wymagające stabilizacji stawu skokowego,
- profilaktyka w sporcie,
- chroniczna niestabilność stawu skokowego,
- pooperacyjne zaopatrzenie uszkodzeń.

Rozmiar **uniwersalny** w wersji na prawą lub lewą stopę.

Stabilizator stawu skokowego z usztywnieniami S-04



Cechy produktu:

- wykonany z termoaktywnego neoprenu,
- posiada usztywnienia boczne – podwójne łupki o profilu anatomicznym wykonane z tworzywa sztucznego,
- rozgrzewa układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy,
- odciąża ścięgno Achillesa,
- wzmacnia osłabione i przeciążone stawy skokowe,
- chroni i odciąża staw skokowy poprzez wygodny ucisk i stabilizację więzadeł,
- dzięki otworom na piętę oraz palce nie krępuje ruchów,
- regulacja zapięcia oraz system taśm umożliwia dopasowanie siły docisku i stabilizacji do indywidualnych potrzeb.

Dostępne rozmiary (obwód wokół kostki):

S/M 15 - 25 cm,

L/XL 25 – 35 cm.

Protect Ankel lace up



Ankel lace up to funkcjonalna orteza posiadająca dodatkowe wkładki stabilizujące.

Cechy produktu:

Sznurowania zapewniają komfort właściwego dopasowania. Specjalnie opracowana budowa sprawia, że orteza jest uniwersalna i nadaje się na prawą jak i lewą stopę, a dodatkowo jest przystosowana do noszenia w normalnym obuwiu.

Wskazania:

- zachowawcze jak i pooperacyjne zaopatrzenie uszkodzeń więzadeł w obrębie stawu skokowego,
- skręcenie stawu skokowego,
- chroniczna niestabilność.

Dostępne rozmiary: S, M, L, XL.

BSN Actimove orteza stawu skokowego Talostep



Actimove TaloStep jest lekka i ma cienki profil.

Dopasowuje się do każdego rodzaju obuwia, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację stawu.

Cechy produktu:

- posiada wyjmowane wsuwki łuskowe, pokryte specjalnym żelom 3D działającym jako zimny kompres- ogranicza opuchliznę i ból,
- oddychający materiał ogranicza pocenie i wchłanianie wilgoci ze skóry,
- zaprojektowana, tak aby zapewnić odpowiednią stabilizację i kompresję stawu.

Wskazania:

- uszkodzenia więzadeł i torebki stawowej w górnej części stawu skokowego,
- chroniczna niestabilność stawu skokowego,
- lekkie urazy tkanek miękkich,
- ostra, chroniczna i zapalna odma.

EMO LIF100 ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE



Orteza Lifter - na opadającą stopę do obuwia sznurowanego. Utrzymuje przodostopie w prawidłowej pozycji co zapobiega zaczepianiu stopą o podłoże w trakcie chodzenia. Koryguje pozycje pięty w fazie stawiania stopy. Elementy ortezy mają za zadanie kompensować ograniczone funkcjonowanie porażonych mięśni oraz ścięgien.

Cechy produktu:

- estetyczne wykonanie, prostota i funkcjonalność,
- należy używać w bucie sznurowanym lub zapinanym na rzep,
- dyskretny wygląd - prawie niezauważalny,
- wykonany z nowoczesnego "oddychającego" materiału,
- zapinanie i regulacja za pomocą micro-velcro,
- strefy komfortu ze specjalnym wyścieleniem w okolicy ścięgna Achillesa

Wskazania:

opadająca stopa wskutek różnego rodzaju schorzeń

Rozmiar dobieramy mierząc obwód stawu skokowego wokół kostki.



J.036.01

Stabilizator stawu skokowego Zamst A2-DX



Stabilizator Zamst daje duży komfort i ulgę w schorzeniach podczas uprawiania sportu.

Cechy produktu:

- zapewnia bardzo dobrą stabilizację w obu kierunkach,
- posiada wewnętrzne i zewnętrzne paski antypoślizgowe,
- krzyżujące się taśmy przednie zapewniają stabilizację przednią - efekt tapingu.

Zastosowanie:

- skręcenia stawu skokowego,
- nawykowe skręcenia stawu skokowego,
- profilaktyka urazów.

Stabilizator na kostkę Actimove® TaloCast-AirGel BSN Medical



Talocast Airgel orteza stawu skokowego wyposażona w wyściółkę żelowo – powietrzną.

Cechy produktu:

- zapewniająca wysoką stabilizację,
- masaż,
- równomierna kompresję,
- dopasowuje się do zmieniających stanów anatomicznych kostki.

Wypełnienie żelowe pozwala na stosowanie terapii zimnem w celu uśmierzaniu bólu przy obrzękach.

Wskazania:

- skrcenie stawu skokowego,
- stany wymagające stabilizacji stawu skokowego,
- profilaktyka w sporcie,
- chroniczna niestabilność stawu skokowego,
- pooperacyjne zaopatrzenie uszkodzeń.

Rozmiar **uniwersalny** w wersji na prawą lub lewą stopę.

Protect Ankel lace up



Ankel lace up to funkcjonalna orteza posiadająca dodatkowe wkładki stabilizujące.

Cechy produktu:

Sznurowania zapewniają komfort właściwego dopasowania. Specjalnie opracowana budowa sprawia, że orteza jest uniwersalna i nadaje się na prawą jak i lewą stopę, a dodatkowo jest przystosowana do noszenia w normalnym obuwiu.

Wskazania:

- zachowawcze jak i pooperacyjne zaopatrzenie uszkodzeń więzadeł w obrębie stawu skokowego,
- skręcenie stawu skokowego,
- chroniczna niestabilność.

Dostępne rozmiary: S, M, L, XL.

Medi M Step Kids



Medi M Step Kids – wykonana jest z piankowego żelu który, stale dopasowuje się do zmieniających się warunków anatomicznych, zapewniając równomierną kompresję. Żel piankowy umożliwia stosowanie jednej ortezy zarówno na lewy, jak i na prawy staw skokowy. Peloty są bardzo lekkie i mają miękką, puszystą powierzchnię.

Wskazania:

- Skręcenia
- Naciągnięcia
- Zerwania więzadeł

BSN Actimove orteza stawu skokowego Talostep



Actimove TaloStep jest lekka i ma cienki profil.

Dopasowuje się do każdego rodzaju obuwia, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację stawu.

Cechy produktu:

- posiada wyjmowane wsuwki łuskowe, pokryte specjalnym żelom 3D działającym jako zimny kompres- ogranicza opuchliznę i ból,
- oddychający materiał ogranicza pocenie i wchłanianie wilgoci ze skóry,
- zaprojektowana, tak aby zapewnić odpowiednią stabilizację i kompresję stawu.

Wskazania:

- uszkodzenia więzadeł i torebki stawowej w górnej części stawu skokowego,
- chroniczna niestabilność stawu skokowego,
- lekkie urazy tkanek miękkich,
- ostra, chroniczna i zapalna odma.

Push Ortho Aequi Junior

Push Ortho Aequi Junior - zaprojektowana dla dzieci w wieku od 6-12 lat.

Cechy produktu:

- stabilizuje staw skokowy podczas odwracania i nawracania,
- umożliwia swobodne zginanie grzbietowe i podeszwowe,
- optymalną funkcjonalność ortezy, zapewnia używanie jej do sznurowanego obuwia.

Wskazania:

- ostre urazy więzadeł stawu skokowego,
- stabilizacja po złamaniach w obrębie stawu skokowego,
- niestabilność stawu skokowego,
- profilaktyka wtórnych urazów więzadeł stawu skokowego.

Rozmiar: uniwersalny



Ortezy na goleń i stopę

J.037.00

ul. Świętej Trójcy 11/23 85-224 Bydgoszcz
tel. 52 345 92 01



But Protect.Walker Boot Short Medi



But Protect.Walker Boot Short Medi – unieruchamia staw skokowy, dzięki specjalnej podeszwie umożliwia fizjologiczne odwzorowanie chodu.

Wskazania:

- uszkodzenia lub operacje stopy i palców,
- I, II i III stopień skręcenia kostki,
- stabilne lub wewnętrzne unieruchomienie złamania stopy lub kostki.

Rozmiar :

- dostępny w 4 rozmiarach, regulowany obwód

protect.ROM Walker



Wskazania:

- uszkodzenia lub operacje stopy i palców,
- I, II i III stopień skręcenia kostki,
- stabilne lub wewnętrzne unieruchomienie złamania stopy lub kostki.

Zasada działania:

- opcjonalnie unieruchomienie stawu lub częściowe umożliwienie ruchu;
- umożliwienie wcześniejszej mobilizacji
- dopasowane zgięcie podeszwowe i grzbietowe stopy oraz unieruchomienie
- fizjologiczne odwzorowanie chodu dzięki specjalnej podeszwie

Rozmiar :

- dostępny w 4 rozmiarach, regulowany obwód

protect.CAT Walker



Cechy produktu:

- lekka konstrukcja powłoki i zintegrowany układ powietrza,
- niska masa całkowita,
- układ powietrza jednokomorowy dla lepszej ochrony i wygody,
- łatwa regulacja ucisku przez zintegrowaną pompkę i zawór odpowietrzający,
- płaska, zaokrąglona konstrukcja podeszwy umożliwiająca bezpieczny, fizjologiczny chód,
- antypoślizgowa powierzchnia podeszwy,
- ochraniacz palców łątwy do regulowania i usunięcia.

Wskazania:

- zerwanie ścięgna Achillesa, po rekonstrukcji więzadła, leczenie urazów tkanek miękkich i urazów ścięgien,
- stabilne złamania stopy i w obrębie stawów: złamanie kości śródstopia, złamanie kości skokowej, złamanie kostki,
- po regeneracji więzadeł.

J.037.00

ul. Świętej Trójcy 11/23 85-224 Bydgoszcz
tel. 52 345 92 01

EMO LIF100 ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE



Orteza Lifter - na opadającą stopę do obuwia sznurowanego. Utrzymuje przodostopie w prawidłowej pozycji co zapobiega zaczepianiu stopą o podłoże w trakcie chodzenia. Koryguje pozycje pięty w fazie stawiania stopy. Elementy ortezy mają za zadanie kompensować ograniczone funkcjonowanie porażonych mięśni oraz ścięgien.

Cechy produktu:

- estetyczne wykonanie, prostota i funkcjonalność,
- należy używać w bucie sznurowanym lub zapinanym na rzep,
- dyskretny wygląd - prawie niezauważalny,
- wykonany z nowoczesnego "oddychającego" materiału,
- zapinanie i regulacja za pomocą micro-velcro,
- strefy komfortu ze specjalnym wyścieleniem w okolicy ścięgna Achillesa

Wskazania:

opadająca stopa wskutek różnego rodzaju schorzeń

Rozmiar dobieramy mierząc obwód stawu skokowego wokół kostki.

Orteza stawu skokowego Bledsoe Axiom Ankle



Cechy produktu:

- stabilizacja stawu skokowego od strony bocznej i przyśrodkowej, zapewniając pełen zakres wartości zgięcia grzbietowego i podeszwowego stopy,
- precyzyjnie wykonane, anatomiczne ustawienie zawiasów, które odpowiadają wysokości kostki bocznej i przyśrodkowej,
- lekka, elastyczna budowa = niezwykle funkcjonalna, zwłaszcza podczas aktywności sportowej,
- brak szwów w części stopy,
- system zapięć ułatwia i przyspiesza zakładanie.
- cały obszar ścięgna Achillesa pozostaje wolny od ucisku, eliminując ryzyko powstania otarć podczas intensywnego użytkowania.

Wskazania:

- niestabilność boczna stawu skokowego,
- urazy aparatu torebkowo-więzadłowego stawu skokowego w okresie doleczenia.

Przeciwwskazania:

- złamania kości w obrębie stawu skokowego
- Anatomiczna - wersja prawa lub lewa. Gwarantuje to lepsze dopasowanie i działanie.



J.037.01

But pooperacyjny dla dziecka medi walker boot kidz



Orteza wykonana z twardego plastiku unieruchamia kostkę w sposób bezpieczny. Wyściółka wewnętrzna doskonale wchłania wilgoć i nie ogranicza dostępu świeżego powietrza. Układ 3 taśm stabilizujących zapobiega niekontrolowanemu przesuwananiu się stopy w obrębie ortezy.

Wskazania:

- uraz stopy lub palców,
- operacja stopy,
- skrzywienie kostki (I,II,III stopień),
- złamania w obrębie stopy lub stawu skokowego.

Cechy produktu:

- ustawienie stawu skokowego pod stałym kątem 90°,
- wspieranie naturalnego chodu podczas rehabilitacji.