



L.049.00

protect Epico ROM

L.049.00



- Orteza łokciowa do przywrócenia sprawności ruchowej przy unieruchomieniu stawu promieniowo- łokciowego bliższego. Wskazania: - niestabilność stawu łokciowego, - złamania nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego, - po leczeniu operacyjnym, - stabilne złamania, - bierne przywracanie sprawności po artrolizie stawu łokciowego, - niestabilność więzadeł stawu łokciowego.

medi Epico ROMs

L.049.00



Cechy produktu:

- lekka aluminiowa konstrukcja,
- płaska konstrukcja zawiasów którą, można dostosowywać przyciskiem,
- paski ponumerowane w kolejności zakładania,
- zawias QuickSet – ograniczenie zgięcia i prostowania w zakresie 0°-120° (możliwość regulacji co 10°)

Wskazania:

- niestabilności łokcia,
- urazy stawu łokciowego,
- złamania nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego kości ramiennej,
- leczenie pooperacyjne,
- złamania w obrębie stawu łokciowego,
- bierna mobilizacja po artrolizie łokcia,
- niestabilność więzadeł łokcia.



L.049.01

medi Epico ROM kidz elbow

L.049.01



Cechy produktu:

- zegar regulujący kąt zgięcia,
- dwustronne zawiasy ze stali nierdzewnej, które mogą zapewnić większą kontrolę zgięcia / wyprost łokcia od *0-120 stopni* za pomocą naciśnięcia przycisku - regulacja co *10 stopni*.

Wskazania:

- po operacji łokcia,
- promieniowe złamania odcinka przedramiennego,
- przemieszczenia,
- boczne, przyśrodkowe zapalenie nadkłykcia.



L.050.00

1187 Stabilizator łokcia - orteza

L.050.00



Cech produktu:

- stabilizację stawu łokciowego,
- szyny z zawiasami zapewniają kontrolę ruchu stawu,
- wykonana z przepuszczającego powietrze materiału,
- utrzymuje ciepło w rejonie stawu.

Wskazania:

- zwichnięcia,
- pęknięcia bez przemieszczeń w rejonie łokcia,
- usztywnienia po operacjach (np. rekonstrukcji),
- po leczeniu za pomocą gipsu,
- leczenia urazów tkanki miękkiej wymagającej usztywnienia.

Rozmiar (obwód wokół łokcia):

- **S** 23,2cm - 25,7cm;
- **M** 26,0cm - 28,3cm;
- **L** 28,6cm - 30,8cm;
- **XL** 31,1cm - 33,3cm.

Orteza sportowa stawu łokciowego medi Epicomed®

L.050.00



Wskazania :

- idealnie nadaje się do leczenia przewlekłego, pooperacyjnego i pourazowego stanu zapalnego w łokciu.

Cechy produktu:

- uciskowa tkanina oraz wkładki silikonowe masują, co przyśpiesza proces leczenia,
- celowy ucisk łagodzi ból i odciąża przyczepy ścięgien przy ruchu.
- wymiary peloty dostosowane do rozmiarów.
- dodatkowy pasek do indywidualnego regulowania ucisku.