



L.051.00

5065 Omo Neurexa

L.051.00



- **Cechy produktu:**
- ułatwia aktywną rehabilitację,
- stabilizuje ramię i dociąga główkę kości ramiennej do łopatki,
- zapobiega wewnętrznej rotacji ramienia,
- materiał PCM, materiał regulujący temperaturę przy skórze - miękki i wygodny.

Kamizelka ortopedyczna obojczykowo - barkowa

L.051.00



Cechy produktu:

- ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym ,
- staw łokciowy i przedramię ustala blisko tułowia (możliwość regulacji zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°)
- posiada duże możliwości regulacyjne.


Wskazania:

- leczenie urazów i kontuzji stawu barkowego, ramiennego, ramiennie-obojczykowego i łokciowego,
- po urazach struktur kostnych obręczy piersiowej i kończyny górnej,
- ostre zespoły bólowe w stawie barkowym,
- stany zapalne,
- zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowego, obręczy piersiowej i kończyny górnej,
- po zabiegach operacyjnych ortopedycznych, neurochirurgicznych
- w trakcie rehabilitacji pooperacyjnej, pourazowej,
- po zdjęciu unieruchomienia gipsowego.

Tabela rozmiarów

L.051.00

I



II




Tabela rozmiarów

ROZMIAR (Obwód klatki piersiowej [cm])

S < 70

M 71 – 80

L 81 – 90

XL 91 – 120

XXL > 120



ERH 34 Kamizelka stawu barkowego

L.051.00



Wskazania:

- złamania oraz zwichnięcia w obrębie obręczy barkowej,
- pourazowa niestabilność stawu,
- niedowłady i porażenia mięśni,
- stany zapalne w obrębie obręczy barkowej oraz łokcia.

Cechy produktu:

- unieruchamia oraz odciąża całą kończynę górną oraz kompleks ramienno-barkowy,
- wykonana jest w wersji dwustronnej, co pozwala na unieruchomienie zarówno prawego jak również lewego ramienia
- neutralna, miękka dzianina nie zaburza właściwej trofiki skóry oraz zapewnia wentylację.

Orteza kończyny górnej MASTER- 03

L.051.00



Cechy produktu:

- Wpływa na czucie głębokie za pomocą peloty pachowej jak i dzięki rozbudowanemu elementowi barkowemu,
- regulacja uniesienia barku oraz jego przywiedzenia i odwiedzenia.



ul. Świętej Trójcy 11/23 85-224 Bydgoszcz
Tel. 52 345 92 01

Kamizelka stawu barkowego B-01

L.051.00



Cechy produktu:

- wykonana jest z oddychającej pianki poliuretanowej dwustronnie pokrytej dzianiną poliamidową,
- ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym, natomiast staw łokciowy i przedramię blisko tułowia,
- umożliwia precyzyjnie ustawienie pozycji zabezpieczonej kończyny.

Wskazania:

- stosowana po przebytych operacjach,
- niedowład,
- złamania,
- przesilenia ścięgien i więzadeł,
- leczenie i doleczanie urazów stawu ramiennego, obręczy barkowej oraz stawu łokciowego,
- choroby zapalne i choroby zwyrodnieniowe stawu ramiennego,
- kontuzje obojczyka i ramienia,
- urazy okolicy obręczy barkowej wymagających odciążenia lub unieruchomienia,
- unieruchomienia i zabezpieczenia pooperacyjnego obręczy barkowej.

Dostępne rozmiary (obwód klatki piersiowej):

S 60 -70;

M 70 – 80;

L 80 – 90;

XL 90 – 105;

XXL 105 -120;

XXXL 120-135

Wykonana w sposób umożliwiający stabilizację zarówno prawego jak i lewego ramienia.

ERH 59/1 Aparat na bark, ramię i przedramię

L.051.00



Wskazania:

- niewydolność mięśni barku pochodzenia ortopedycznego oraz neurologicznego,
- rekonstrukcja pierścienia rotatorów,
- stan zapalny w obrębie barku,
- zwłknięcie barku,
- porażenia i niedowłady wiotkie,
- urazy splotu ramiennego.

Cechy produktu:

- zapobiega podwichnięciu w stawie ramiennym,
- podtrzymuje osiowy ciężar wiotkiej kończyny zapobiegając nadmiernemu rozciąganiu torebki stawowej, więzadeł oraz ścięgien okołostawowych.
- zapewnia repozycję głowy kości ramiennej, rotację zewnętrzną oraz odwiedzenie w stawie ramiennym,
- wykonany jest z wielowarstwowego materiału HIGROMED,
- indywidualne dopasowanie za pomocą taśm,
- Odciążenie obręczy za pomocą systemu szelek.



L.052.00

Kamizelka ortopedyczna obojczykowo - barkowa

L.052.00



Cechy produktu:

- ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym ,
- staw łokciowy i przedramię ustala blisko tułowia (możliwość regulacji zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°)
- posiada duże możliwości regulacyjne.

Wskazania:

- leczenie urazów i kontuzji stawu barkowego, ramiennego, ramiennie-obojczykowego i łokciowego,
- po urazach struktur kostnych obręczy piersiowej i kończyny górnej,
- ostre zespoły bólowe w stawie barkowym,
- stany zapalne,
- zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowego, obręczy piersiowej i kończyny górnej,
- po zabiegach operacyjnych ortopedycznych, neurochirurgicznych
- w trakcie rehabilitacji pooperacyjnej, pourazowej,
- po zdjęciu unieruchomienia gipsowego.

Neurotemblak

L.052.00



Wskazania:

- przeznaczony jest do podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w efekcie niedowładu lub porażenia.

Rozmiar standardowy.

- Dopasowanie indywidualne możliwe dzięki regulacji.

Orteza na ramię i bark typu "Dessault" Actimove Sling And Swathe

L.052.00



Cechy produktu:

- Unieruchomienie stawu barkowego,
- stabilizacja i uniemożliwienie odwodzenia stawu barkowego oraz zewnętrzną i wewnętrzną rotację,
- równomiernie rozłożenie ciężar chorego ramienia za pomocą systemu szelkowego,
- szeroki pas utrzymuje ramię w stabilnej pozycji.

Wskazania:

- zwicnięcie barku,
- unieruchomienie stawu barkowo-obończykowego po zabiegach operacyjnych,
- złamanie łopatki,
- zapalenie PHS (zapalenie splotu barkowego).

5065 Omo Neurexa

L.052.00



- **Cechy produktu:**
- ułatwia aktywną rehabilitację,
- stabilizuje ramię i dociąga główkę kości ramiennej do łopatki,
- zapobiega wewnętrznej rotacji ramienia,
- materiał PCM, materiał regulujący temperaturę przy skórze - miękki i wygodny.

ERH 34 Kamizelka stawu barkowego

L.052.00



Wskazania:

- złamania oraz zwichnięcia w obrębie obręczy barkowej,
- pourazowa niestabilność stawu,
- niedowłady i porażenia mięśni,
- stany zapalne w obrębie obręczy barkowej oraz łokcia.

Cechy produktu:

- unieruchamia oraz odciąża całą kończynę górną oraz kompleks ramienno-barkowy,
- wykonana jest w wersji dwustronnej, co pozwala na unieruchomienie zarówno prawego jak również lewego ramienia
- neutralna, miękka dzianina nie zaburza właściwej trofiki skóry oraz zapewnia wentylację.

Neurotemblak T-03

L.052.00



Cechy produktu:

- wykonany z oddychającej pianki poliuretanowej pokrytej welurem,
- umożliwia unieruchomienie ramienia i przedramienia,
- umożliwia precyzyjne ustawienie pozycji zabezpieczonej kończyny.

Wskazania:

- stosowany po przebytych operacjach,
- w przypadku niedowładu,
- złamania,
- przesilenia ścięgien i więzadeł,
- leczenie i doleczenie urazów stawu ramiennego, obręczy barkowej oraz stawu łokciowego,
- choroby zapalne,
- choroby zwyrodnieniowe stawu ramiennego wymagających podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej.

Rozmiar Uniwersalny

Wykonany w sposób umożliwiający stabilizację zarówno prawego jak i lewego ramienia.

Kamizelka stawu barkowego B-01

L.052.00



Cechy produktu:

- wykonana jest z oddychającej pianki poliuretanowej dwustronnie pokrytej dzianiną poliamidową,
- ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym, natomiast staw łokciowy i przedramię blisko tułowia,
- umożliwia precyzyjnie ustawienie pozycji zabezpieczonej kończyny.

Wskazania:

- stosowana po przebytych operacjach,
- niedowład,
- złamania,
- przesilenia ścięgien i więzadeł,
- leczenie i doleczenie urazów stawu ramiennego, obręczy barkowej oraz stawu łokciowego,
- choroby zapalne i choroby zwyrodnieniowe stawu ramiennego,
- kontuzje obojczyka i ramienia,
- urazy okolicy obręczy barkowej wymagających odciążenia lub unieruchomienia,
- unieruchomienia i zabezpieczenia pooperacyjnego obręczy barkowej.

Dostępne rozmiary (obwód klatki piersiowej):

S 60 -70;

M 70 – 80;

L 80 – 90;

XL 90 – 105;

XXL 105 -120;

XXXL 120-135

Wykonana w sposób umożliwiający stabilizację zarówno prawego jak i lewego ramienia.



L.052.01

Orteza na ramię i bark typu "Dessault" Actimove Sling And Swathe

L.052.01



Cechy produktu:

- Unieruchomienie stawu barkowego,
- stabilizacja i uniemożliwienie odwodzenia stawu barkowego oraz zewnętrzną i wewnętrzną rotację,
- równomiernie rozłożenie ciężar chorego ramienia za pomocą systemu szelkowego,
- szeroki pas utrzymuje ramię w stabilnej pozycji.

Wskazania:

- zwicnięcie barku,
- unieruchomienie stawu barkowo-obończykowego po zabiegach operacyjnych,
- złamanie łopatki,
- zapalenie PHS (zapalenie splotu barkowego).

ERH 34 Kamizelka stawu barkowego

L.052.01



Wskazania:

- złamania oraz zwichnięcia w obrębie obręczy barkowej,
- pourazowa niestabilność stawu,
- niedowłady i porażenia mięśni,
- stany zapalne w obrębie obręczy barkowej oraz łokcia.

Cechy produktu:

- unieruchamia oraz odciąża całą kończynę górną oraz kompleks ramienno-barkowy,
- wykonana jest w wersji dwustronnej, co pozwala na unieruchomienie zarówno prawego jak również lewego ramienia
- neutralna, miękka dzianina nie zaburza właściwej trofiki skóry oraz zapewnia wentylację.

Kamizelka stawu barkowego B-01

L.052.01



Cechy produktu:

- wykonana jest z oddychającej pianki poliuretanowej dwustronnie pokrytej dzianiną poliamidową,
- ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym, natomiast staw łokciowy i przedramię blisko tułowia,
- umożliwia precyzyjnie ustawienie pozycji zabezpieczonej kończyny.

Wskazania:

- stosowana po przebytych operacjach,
- niedowład,
- złamania,
- przesilenia ścięgien i więzadeł,
- leczenie i doleczenie urazów stawu ramiennego, obręczy barkowej oraz stawu łokciowego,
- choroby zapalne i choroby zwyrodnieniowe stawu ramiennego,
- kontuzje obojczyka i ramienia,
- urazy okolicy obręczy barkowej wymagających odciążenia lub unieruchomienia,
- unieruchomienia i zabezpieczenia pooperacyjnego obręczy barkowej.

Dostępne rozmiary (obwód klatki piersiowej):

S 60 -70;

M 70 – 80;

L 80 – 90;

XL 90 – 105;

XXL 105 -120;

XXXL 120-135

Wykonana w sposób umożliwiający stabilizację zarówno prawego jak i lewego ramienia.

Neurotemblak T-03

L.052.01



Cechy produktu:

- wykonany z oddychającej pianki poliuretanowej pokrytej welurem,
- umożliwia unieruchomienie ramienia i przedramienia,
- umożliwia precyzyjne ustawienie pozycji zabezpieczonej kończyny.

Wskazania:

- stosowany po przebytych operacjach,
- w przypadku niedowładu,
- złamania,
- przesilenia ścięgien i więzadeł,
- leczenie i doleczenie urazów stawu ramiennego, obręczy barkowej oraz stawu łokciowego,
- choroby zapalne,
- choroby zwyrodnieniowe stawu ramiennego wymagających podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej.

Rozmiar Uniwersalny

Wykonany w sposób umożliwiający stabilizację zarówno prawego jak i lewego ramienia.



L.053.00

Aparat odwodząco-stabilizujący kończynę górną z szyną ruchomą HemiFlex

L.053.00



Cechy produktu:

- zapewnia odciążenie,
- stabilnie i funkcjonalnie układa porażoną kończynę,
- odwodzi i stabilizuje porażoną kończynę,
- odciąża staw barkowy.

Wskazania:

- przeciwdziałanie powstawaniu wtórnych zmian chorobowych,
- podwichnięcie w stawie barkowym,
- zapobieganie przykurczom,
- zaburzeniu ukrwienia - przeciwdziała algodystrofii.